

Skrining Precyzji Artykulacyjnej (SPA) Węsierska, Abbink-Spruit, Van Zaalen, 2013

Oryginał: van Zaalen, 2009 (NL)

Badanie pozwoli na dokonanie oceny motorycznych umiejętności językowych na poziomie wyrazu w warunkach testowych. Z dziesięciu zestawów testowych, tylko trzy zestawy słów – zapisane wytłuszczonym drukiem są analizowane pod kątem dokładności, płynnego przepływu i tempa artykulacji.

Instrukcja: Klient może patrzeć przez maksymalnie 5 sekund na zestaw, który ma wypowiedzieć. Następnie zestaw jest zasłaniany i klient powtarza go trzy razy w kolejnych ciągach sylab, w sposób szybki, ale wciąż wyraźnie i bez przerw.

Zestawy:

Porażenia nerwów – ambulatorium – ryzyko niepełnosprawności – centralne uszkodzenie słuchu – **niepoprawne pisanie** – kombinacja terapii – **krzyżowanie międzygatunkowe** – kulturalny kamerdyner – **dyktatura proletariatu** – niedyrektywna terapia

Imię i nazwisko:

Wiek:

Ustalana i wskazywana jest średnia liczba błędów w trzech próbach. Wynik błędów jest wykazywany w wierszu bezpośrednio poniżej.

Zestaw	Precyzja		Płynny przepływ				Ocena SNS
	Zniekształcenie dźwięków	Dźwięczność	Koartykulacja	Przepływ	Sekwencjonowanie		
Niepoprawne Pisanie	0 1–2 3+	0 1–2 3+	0 1–2 3+	tak nie	0 1–2 3+	Sek. A	
wynik błędów	0 1 3	0 1 3	0 1 3	0 1	0 1 3		
krzyżowanie międzygatunkowe	0 1–2 3+	0 1–2 3+	0 1–2 3+	tak nie	0 1–2 3+	Sek. B	
wynik błędów	0 1 3	0 1 3	0 1 3	0 1	0 1 3		
Dyktatura Proletariatu	0 1–2 3+	0 1–2 3+	0 1–2 3+	tak nie	0 1–2 3+	Sek. C	
wynik błędów	0 1 3	0 1 3	0 1 3	0 1	0 1 3		

Łączna liczba punktów A+B+C= sek.

Z-score

Łączna liczba punktów: